

# EUTECH pH-KYNÄ pHTestr30

## EUTECH pH-KYNÄ pHTestr30

### TARKKUUS

- tarkkuus  $\pm 0,01$
- 3-pisteen kalibrointi (pH 4-7-10) helposti, nopeasti ja virheettää
- automaattinen lämpötilan kompensointi (ATC) takaa tarkat mittaustulokset vaihtelevissakin olosuhteissa

### KESTÄVYYS

- kemikaalinkestävä Kynar®-yhdistelmäelektrodi vähentää kontaminaatiota
- elektrodissa reilusti geelitäytettä, jolla saavutetaan elektrodille pidempi käyttöikä
- vedenkestävä runko

### KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS

- iso LCD-näyttö
- helposti vaihdettava sensori
- kalibrointitiedot säilyvät muistissa, kun laitteen paristot loppuvat



pHTestr 30	
Lämpötilan näyttö	Kyllä
Tarkkuus	0,01 pH/°C
Mittausalue	-0,01-15,00 pH
Tilausnumero	EC-PHSCANWP30
Vaihtopää	EC-PHSENSOR03



PL 16, Palokorvenkatu 2, 04261 Kerava  
puh. 010 417 4500 • faksi 010 417 4501  
hyxo@hyxo.fi • www.hyxo.fi

# EUTECH-JOHTOKYKYKYNÄ

## EUTECH-johtokykykynä

Johtokykykyniä on saatavana kahta eri mallia usealla mittausalueella. Ne soveltuvat yleismittareiksi niin teollisuuteen, kentälle kuin laboratorioonkin.

### TARKKUUS

- saatavilla jopa kolme eri mittausaluetta
- 1-piste- tai 3-pistekalibrointi, joko manuaalisesti tai automaattisesti
- 1% tarkkuus
- automaattinen lämpötilan kompensointi (ATC) takaa tarkat mittaus-tulokset vaihtelevissakin olosuhteissa

### KESTÄVYYS

- kemikaalinkestävä Kynar®-yhdistelmäelektrodi vähentää kontaminaatiota
- elektrodissa reilusti geelitäytettä, jolla saavutetaan elektrodille pidempi käyttöikä
- vedenkestävä runko

### KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS

- iso LCD-näyttö
- samanaikainen lämpötilan mittaus
- helposti vaihdettava sensori
- mittausalue voidaan säätää joko itse tai automaattista mittausalueen määrittystä hyödyntäen
- kalibrointitiedot säilyvät muistissa, kun laitteen paristot loppuvat



pHTestr 30	ECTestr 11	ECTestr 11+
Lämpötilan näyttö	Kyllä	Kyllä
Tarkkuus	1 %	1 %
Mittausalue	-0,01-15,00 pH	0-200,0 µS/cm
	0-20,00 mS/cm	0-2000 µS/cm
Kalibrointi	max 2-piste	max 3-piste
Tilausnumero	01X377228	01X377229
Vaihtopää	01X229713	01X229714



PL 16, Palokorvenkatu 2, 04261 Kerava  
puh. 010 417 4500 • faksi 010 417 4501  
hyxo@hyxo.fi • www.hyxo.fi